

Cucchiaino Di Campionamento In Ptfе/Cucchiaino Di Soluzione/Cucchiaino Di Campione/Cucchiaino Di Polvere Secca

Numero articolo: PTFE-22



Introduction

Il cucchiaino di campionamento in PTFE, noto anche come cucchiaino per soluzioni o cucchiaino per campioni, è uno strumento fondamentale per introdurre con precisione campioni di polvere secca in vari processi analitici. Realizzati in PTFE, questi cucchiaini offrono un'eccellente stabilità chimica, resistenza alla corrosione e proprietà antiaderenti che li rendono ideali per la manipolazione di sostanze delicate e reattive in laboratorio.

Ulteriori informazioni

Modello	Testa quadrata/rotonda	Capacità	Lunghezza della testa del cucchiaino	Larghezza della testa del cucchiaino	Lunghezza totale	Diametro del manico del cucchiaino
Manico corto Cucchiaino in PTFE	rotondo	3ml	40 mm	22,3 mm	97,5 mm	*
Cucchiaino PTFE a manico corto	tondo	5ml	54 mm	31 mm	134,2 mm	*
Cucchiaino PTFE a manico corto	tondo	10ml	70 mm	39,7 mm	169 mm	*
Cucchiaino per polvere secca in PTFE	quadrato	3ml	39 mm	16mm	197 mm	*
Cucchiaino per polvere secca in PTFE	quadrato	5ml	50mm	26mm	196 mm	*
Cucchiaino per polvere secca in PTFE	quadrato	10ml	50mm	27mm	196 mm	*
Cucchiaino per polvere secca in PTFE	quadrato	15ml	50mm	33mm	197 mm	*
Cucchiaino per polvere secca in PTFE	rotondo	3ml	38 mm	22,6 mm	110 mm	*
Cucchiaino per polvere secca in PTFE	rotondo	5ml	42mm	27mm	195 mm	*
Cucchiaino per polvere secca in PTFE	rotondo	10ml	50mm	30mm	150 mm	*
Cucchiaino per polvere secca in PTFE	rotondo	15ml	67mm	67mm	198mm	*
Cucchiaino per soluzione PTFE	*	3ml	28 mm	23 mm	180 mm	*
Cucchiaino per soluzione PTFE	*	5ml	29 mm	25,5 mm	180mm	*

Cucchiato per soluzione PTFE	*	10ml	33 mm	31 mm	235 mm	*
Cucchiato per soluzione PTFE	*	30ml	53mm	37mm	300 mm	8 mm
Cucchiato per soluzione PTFE	*	50ml	59 mm	45 mm	300 mm	12 mm
Cucchiato per soluzione PTFE	*	100ml	71 mm	54 mm	350 mm	12 mm
Cucchiato per soluzione PTFE	*	250ml	94 mm	66 mm	400mm	12 mm
Cucchiato per soluzione PTFE	*	500ml	127 mm	79 mm	450 mm	12 mm
Cucchiato per soluzione PTFE	*	1000ml	150 mm	98 mm	500 mm	14 mm

Altri stili possono essere personalizzati...