

Bottiglia Triangolare In Ptfе/Bottiglia Triangolare Con Coperchio/Flacone Conico/Conservatore

Numero articolo: PTFE-31



introduzione

Il flacone a triangolo in PTFE, noto anche come flacone per reagenti in Teflon, è un'alternativa robusta e resistente agli agenti chimici ai tradizionali flaconi in vetro, adatta a trattare sia acidi che alcali. Questi flaconi sono infrangibili, leggeri e dotati di un tappo a vite a prova di perdite, che li rende ideali per l'uso in laboratorio.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Altezza compreso il coperchio (mm)	Diametro fondo bottiglia(mm)	Diametro interno (mm)
25ml	88	40	27
50ml	100	50	27
100ml	105	59	27
250ml	150	74	37
500ml	174	105	37
1000ml	220	136	37