


## Corpo Di Supporto Campione

Numero articolo: ELES



### introduzione

Migliorate i vostri test elettrochimici con il nostro corpo di supporto per campioni. Di alta qualità e affidabile per risultati accurati. Aggiornate la vostra ricerca oggi stesso.

[Ulteriori informazioni](#)

Area di reazione	1cm <sup>2</sup> (personalizzabile)
Dimensione del campione applicabile	diametro circolare > 15mm lunghezza lato quadrato > 15mm
Spessore del campione applicabile	3mm ~ 5mm (personalizzabile)
Forma conduttiva	ago di rame placcato oro
Materiale complessivo	PTFE
Dimensioni	lunghezza asta 6*80mm