

# Macchina Della Compresa Della Polvere Del Laboratorio Della Pressa Elettrica Del Singolo Punzone

Numero articolo: TPM-03



## introduzione

La pressa per compresse elettrica a punzonatura singola è una pressa per compresse da laboratorio adatta ai laboratori aziendali di industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari, metallurgiche e di altro tipo.

[Ulteriori informazioni](#)

Pressione di punzonatura regolabile	50KN
Diametro regolabile della compressa	5 mm - 25 mm
Spessore regolabile della tavoletta	0,5-8 mm
Profondità di riempimento	20 mm
Capacità di produzione	3600 pezzi/ora
Potenza del motore	1.5kW
Imballaggio in scatola di legno Dimensioni	580*500*830mm
Peso comprensivo di scatola di legno esterna	150 kg (compreso l'imballaggio in legno senza fumigazione per l'esportazione)