

Setaccio Vibrante A Schiaffo

Numero articolo: KT-T200TAP



Introduction

KT-T200TAP è uno strumento di setacciatura oscillante e a schiaffo per l'uso in laboratorio, con movimento circolare orizzontale a 300 giri/minuto e 300 movimenti verticali a schiaffo per simulare la setacciatura manuale e favorire il passaggio delle particelle del campione.

[Ulteriori informazioni](#)

Numero massimo di stadi	3 kg
Strati del vaglio	1-8 piani
Numero massimo di stadi	7
Ampiezza	5-10 mm
Frequenza di vibrazione	300 volte/min
Gamma di dimensioni delle particelle di vagliatura	20 µm-25 mm
Il più grande diametro di vagliatura disponibile	200 mm
Altezza massima della torre di vagliatura	510 mm
Funzione aggiuntiva	Armadio completamente chiuso con isolamento acustico Dispositivo di bloccaggio rapido Illuminazione a LED
Metodo di vagliatura	a secco a umido
Descrizione elettrica	100-120V/200-240V CA, 50-60Hz, 180W
Porta di alimentazione	Standard nazionale/standard europeo/standard americano/standard britannico, ecc.
Peso netto	85 kg
Dimensioni (larghezza, spessore e altezza)	410*470*715 mm
Livello di protezione	IP65
Standard	CE/ISO9001