

Setaccio Vibrante A Schiaffo

Numero articolo: KT-T200TAP



introduzione

KT-T200TAP è uno strumento di setacciatura oscillante e a schiaffo per l'uso in laboratorio, con movimento circolare orizzontale a 300 giri/minuto e 300 movimenti verticali a schiaffo per simulare la setacciatura manuale e favorire il passaggio delle particelle del campione.

[Ulteriori informazioni](#)

Diametro del setaccio (mm)	200
Strati del vaglio	1-7 piani
Numero di oscillazioni (tempi/min)	290±10
Numero di colpi (volte/min)	156±10
Tempi di rotazione	25
Altezza dello schiaffo	38±6
Potenza (W)	550
Tensione (V)	220
Dimensioni (mm)	H500*H500*W730
Peso dello schermo (kg)	80