

# Omogeneizzatore Sterile Di Tipo Slapping, Omogeneizzatore Di Tessuti, Disperdente

Numero articolo: KTL-6



## introduzione

L'omogeneizzatore sterile a schiaffo è in grado di separare efficacemente le particelle contenute e presenti sulla superficie dei campioni solidi, garantendo che i campioni miscelati nel sacchetto sterile siano pienamente rappresentativi.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
Tensione	AC 220V		
Frequenza	50Hz		
Potenza totale	200W	220W	500W
Modalità di visualizzazione	Touch screen da 4,3 pollici		
Gamma di velocità dello schiaffo	3-12 volte/s		
Volume effettivo	3-400ml		
Funzione di disinfezione	/	SI	
Lunghezza d'onda di disinfezione	/	253,7 nm	
Intervallo di temporizzazione del tempo di spillatura	15-99h59m59s o funzionamento continuo		
Funzione di modifica del programma	Combinazione a 8 segmenti		
Peso netto	18 kg		
Dimensioni	460x250x330 mm		