


# Stampo Quadrato Per Pressa Da Laboratorio

Numero articolo: PMS

## introduzione

Create facilmente campioni uniformi con lo stampo quadrato per pressa da laboratorio, disponibile in varie dimensioni. Ideale per batterie, cemento, ceramica e altro ancora. Sono disponibili misure personalizzate.



[Ulteriori informazioni](#)

Modello	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
Materiale	Cr12MoV						
Durezza del penetratore	HRC60-HRC62						
Dimensione del campione	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 mm	22×22 /25×25 /30×30 mm	32×32 /35×35 /40×40 mm	50×50 /60×60 /70×70 mm	81-150 mm (lato lungo)	151-200 mm (lato lungo)
Profondità della cavità	20 mm	30 mm	40 mm	45 mm	55/60/65 mm	60 mm	60 mm
Dimensioni esterne	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm	φ88×150 mm	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140 mm	220×160 mm
Peso (Kg)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25kg-40kg	45kg-80kg

**Altre dimensioni possono essere personalizzate**