

Sterilizzatore A Vapore Verticale A Pressione (Tipo Automatico Con Display A Cristalli Liquidi)

Numero articolo: KT-C04



introduzione

Lo sterilizzatore verticale automatico a cristalli liquidi è un'apparecchiatura di sterilizzazione sicura, affidabile e a controllo automatico, composta da sistema di riscaldamento, sistema di controllo a microcomputer e sistema di protezione da surriscaldamento e sovratensione.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	KT-35HD	KT-50HD	KT-75HD	KT-100HD
Volume della camera di sterilizzazione	35L ϕ 318×450mm	50L ϕ 340×550mm	75L ϕ 400×600mm	100L ϕ 440×650mm
Sforzo di lavoro fisso	0,22Mpa			
Temperatura di lavoro nominale	134°C			
Pressione del lavoro	0,25Mpa			
Uniformità termica	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
Gamma di selezione della temporizzazione	0-99min/0-99hour59min			
Gamma di selezione della temperatura	1-134°C			
Potenza/tensione di alimentazione	1 X 2,5KW/AC220V 50HZ	2 X 2,5KW/AC220V 50HZ	3 X 2,5KW/AC220V 50HZ	
Dimensioni (mm)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
Volume di trasporto (mm)	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
Peso lordo/peso netto	81Kg/63Kg	94Kg/74Kg	113Kg/93Kg	125Kg/105Kg