



KINTEK SOLUTION

Crogiolo In Ceramica Catalogo

Contattaci per ulteriori cataloghi di Preparazione del campione,
Apparecchiature termiche, Materiali e materiali di laboratorio,
Apparecchiature bio-chimiche, ecc.

KINTEK SOLUTION

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Kintek Solution Ltd è un'organizzazione orientata alla tecnologia, i cui membri si dedicano alla ricerca della tecnologia e delle innovazioni più efficaci e affidabili nel campo delle apparecchiature per la ricerca scientifica, in settori quali la reazione biochimica, la ricerca di nuovi materiali, il trattamento termico, la creazione di vuoto, la refrigerazione e le apparecchiature farmaceutiche e di estrazione del petrolio.

Negli ultimi 20 anni, abbiamo accumulato una ricca esperienza in questo campo delle attrezzature di ricerca, siamo in grado di fornire sia l'attrezzatura che la soluzione in base alle esigenze e alle realtà del cliente, abbiamo anche sviluppato molte attrezzature su misura per il cliente in base a uno scopo di lavoro specifico e abbiamo molti progetti di successo in molte università e istituti di diversi paesi, come Asia, Europa, Nord e Sud America, Australia e Nuova Zelanda, Medio Oriente e Africa.

La professione, la risposta rapida, il lavoro duro e la sincerità è un'etichetta notevole dell'atteggiamento di lavoro dei nostri membri del team, che ci guadagnano una solida reputazione tra i nostri clienti.

Siamo qui e pronti a servire i nostri clienti di diversi paesi e regioni e a condividere insieme la tecnologia più efficace e affidabile!



Crogiolo Ceramico Dell'allumina (Al₂O₃) Per Il Forno A Muffola Del Laboratorio

Numero articolo: KM-C01



introduzione

I crogioli in ceramica di allumina sono utilizzati in alcuni strumenti per la fusione di materiali e metalli, e i crogioli a fondo piatto sono adatti alla fusione e alla lavorazione di lotti più grandi di materiali con una migliore stabilità e uniformità.

[Ulteriori informazioni](#)

0,9ml (45x8x6mm)	9ml (60x30x10mm)	30ml (60x40x20mm)	185ml (80x80x40mm)	13ml (100x30x10mm)	300ml (100x100x40mm)	510ml (120x120x50mm)	800ml (200x100x40mm)
2ml (30x20x10mm)	10ml (50x20x20mm)	35ml (60x30x30mm)	75ml (90x60x20mm)	25ml (100x30x15mm)	750ml (100x100x100mm)	520ml (140x140x38mm)	2600ml (200x100x40mm)
3ml (25x15x15mm)	10ml (60x30x14mm)	40ml (50x50x25mm)	165ml (90x60x40mm)	35ml (100x30x20mm)	330ml (115x115x35mm)	425ml (150x150x30mm)	3300ml(200x100x40mm)
3,5ml (20x20x17mm)	16ml (60x30x15mm)	57ml (75x75x15mm)	200ml (90x60x45mm)	59ml (100x30x30mm)	90ml (120x60x20mm)	750ml (150x150x50mm)	3900ml (250x100x40mm)
4ml (50x20x10mm)	20ml (60x30x20mm)	68ml (65x65x25mm)	170ml (90x90x30mm)	47ml (100x40x20mm)	190ml (120x60x40mm)	1290ml (150x150x80mm)	4800ml(250x100x40mm)
5ml (30x20x17mm)	25ml (50x40x20mm)	100ml (65x65x35mm)	300ml (90x90x45mm)	110ml (100x50x30mm)	205ml (120x80x30mm)	800ml (160x160x45mm)	11000ml(300x100x40mm)
7ml (50x20x15mm)	26ml (50x25x35mm)	110ml (70x70x30mm)	22ml (100x20x20mm)	150ml (100x100x25mm)	260ml (120x80x40mm)	1460ml (180x180x60mm)	
3,5ml (20x20x17mm)	10ml (60x30x14mm)	25ml (100x30x20mm)	125ml (98x72x28mm)				
5,5ml (45x22x13mm)	15ml (30x30x30mm)	30ml (80x40x17mm)	1800ml (380x135x60mm)				
9ml (60x25x15mm)	15ml (60x30x15mm)	50ml (90x60x17mm)					
10ml (50x28x14mm)	22ml (100x25x15mm)	84ml (120x60x18mm)					
9ml (60x25x15mm)	50ml (85x30x40mm)	125ml (98x72x28mm)	1050ml (150x150x60mm)	1800ml (380x135x60mm)			
15ml (60x30x15mm)	84ml (120x60x18mm)	460ml (160x120x35mm)	1290ml (150x150x80mm)	4000ml(225x225x100mm)			
15ml (30x30x30mm)	95ml (120x100x15mm)	710ml (155x120x50mm)	1800ml(150x100x150mm)				
22ml (100x25x15mm)	100ml (100x50x30mm)	900ml (120x120x100mm)	4400ml(200x150x200mm)				

0,9ml (45x8x6mm)	59ml (100x30x30mm)	260ml (100x100x35mm)	1880ml (340x220x35mm)	6900ml (330x330x80mm)
3ml (25x15x15mm)	84ml (65x65x30mm)	425ml (150x150x30mm)	3120ml (300x150x90mm)	14L (330x330x160mm)
5ml (30x20x17mm)	170ml (170x53x30mm)	445ml (100x100x60mm)	3300ml(200x200x100mm)	
16ml (40x30x20mm)	200ml (115x90x30mm)	1090ml (140x140x70mm)	3760ml (300x200x80mm)	
35ml (70x30x30mm)	230ml (115x65x45mm)	1260ml (160x120x85mm)	4000ml(235x165x130mm)	

Uno grande (50x40x20) e due piccoli (30x20x17)	Uno grande (90x65x30) quattro piccoli (50x20x20)	Un grande (100x30x20) quattro piccoli (20x20x17)	Un grande (115x90x30) cinque piccoli (75x20x20)	Un grande (120x60x20) e due piccoli (50x40x20)
---	---	---	--	---

Uno grande (80x80x40) e due piccoli (60x30x30)	Uno grande (90x65x30) e due piccoli (50x40x20)	Uno grande (100x30x20) e tre piccoli (30x20x17)	Uno grande (115x115x35) e tre piccoli (100x30x20)	Uno grande (120x60x20) e due piccoli (100x20x20)
---	---	---	--	---

Uno grande (90x60x20) e quattro piccoli (50x20x20)	Una grande (90x65x30) e tre piccole (52x25x23)	Uno grande (100x40x20) e tre piccoli (φ28x17)	Uno grande (120x30x15) e cinque piccoli (20x20x17)	Uno grande (120x60x20) cinque piccoli (50x20x20)
---	---	---	--	---

Uno grande (90x60x17) e tre piccoli (50x28x1)	Uno grande (100x30x15) e tre piccoli (30x20x10)	Uno grande (100x40x20) e tre piccoli (φ30x30)	Uno grande (115x115x35) e tre piccoli (100x30x20)	Uno grande (120x60x40) e tre piccoli (40x35x25)
--	--	---	--	--

Uno grande (90x60x20) e due piccoli (50x40x20)	Uno grande (100x30x20) e cinque piccoli (φ18x26)	Uno grande (100x100x40) nove piccoli (10ml)	Uno grande (120x35x18) sette piccoli (25x15x15)	Uno grande (120x80x30) sei piccoli (20ml)
---	---	---	--	---

Uno grande (90x60x20) cinque piccoli (80x10x10)	Uno grande (100x30x20) e quattro piccoli (φ20x20)	Uno grande (115x65x45) e quattro piccoli (50x25x35)	Uno grande (120x60x18) e quattro piccoli (50x28x14)	Uno grande (120x80x40) e sei piccoli (15ml)
--	--	--	---	--

Uno grande (φ58x60) e sette piccoli (φ16x50)	Uno grande (100x40x20) e tre piccoli (φ28x17)	Uno grande (120x60x20) e due piccoli (100x20x20 a semicerchio)
--	--	---

Uno grande (φ70x70) e tre piccoli (φ28x58)	Uno grande (100x40x20) e tre piccoli (φ30x30)	Uno grande (120x60x40) e tre piccoli (40x35x25 a semicerchio)
--	--	--

Uno grande (100x30x20) e quattro piccoli (φ20x20)	Uno grande (100x100x40) e nove piccoli (10ml regolari)	Una grande (120x80x40) sei piccole (15ml)
--	--	---

Uno grande (100x30x20) cinque piccoli (φ18x26)	Un grande (115x65x45) quattro piccoli (50x25x35)	Uno grande (120x80x30) sei piccoli (20ml intensificati)
---	---	--

2ml (50x10x10mm)	7ml (50x20x15mm)	68ml (65x65x25mm)	110ml (100x50x30mm)	165ml (90x60x40mm)	1000ml (150x110x80)
2,5ml (70x12x7mm)	15ml (75x20x20mm)	75ml (90x60x20mm)	115ml (65x65x35mm)	170ml (90x90x30mm)	2000ml(160x140x120mm)
4ml (50x20x10mm)	34ml (150x20x20mm)	85ml (120x60x18mm)	120ml (90x65x30mm)	185ml (80x80x40mm)	2600ml (200x200x80mm)
4,5 ml (80x10x10 mm)	57ml (75x75x15mm)	80ml (120x60x18mm)	135ml (95x68x28mm)	185ml (94x68x38mm)	4800ml(250x250x100mm)
7ml (50x25x10mm)	63ml (150x45x20mm)	90ml (120x60x20mm)	160ml (78x28x107)	520ml (140x140x38mm)	

1,5ml con fori (30x10x9,5mm)	60ml (100x43x26mm)
19ml (100x24x17)	114ml (100x56x35mm)
24ml (73x30x22mm)	175ml (100x84x35mm)
36ml (100x27x27mm)	Altre specifiche possono essere personalizzate

0,9ml con coperchio (45x8x6mm)	26ml con coperchio (50x25x35mm)	80ml con coperchio (120x60x18mm)	150 ml con coperchio (100x100x25 mm)	330 ml con coperchio (115x115x35 mm)	520 ml con coperchio (140x140x38 mm)
3ml con coperchio (25x15x15mm)	40 ml con coperchio (50x50x25 mm)	84 ml con coperchio (65x65x30 mm)	160 ml con coperchio (78x28x107 mm)	370 ml con coperchio (200x100x25 mm)	750 ml con coperchio (150x150x50 mm)
4ml con coperchio (50x20x10mm)	59 ml con coperchio (100x30x30 mm)	100 ml con coperchio (65x65x35 mm)	170 ml con coperchio (90x90x30 mm)	425 ml con coperchio (150x150x30 mm)	800 ml con coperchio (200x100x50 mm)
7 ml con coperchio (50x20x15 mm)	60 ml con coperchio (105x105x12 mm)	100 ml con coperchio (100x50x30 mm)	260 ml con coperchio (100x100x35 mm)	445 ml con coperchio (100x100x60 mm)	900 ml con coperchio (120x120x100 mm)
7ml con coperchio (50x25x10mm)	68 ml con coperchio (65x65x25 mm)	110 ml con coperchio (70x70x30 mm)	310 ml con coperchio (105x105x40 mm)	510 ml con coperchio (120x120x50 mm)	
4ml (50x20x10mm)	26ml (50x25x35mm)	195ml (85x80x40mm)	800 ml (200x100x50 mm)	3100ml (220x220x80mm)	
5,5 ml (100x10x10 mm)	30ml (60x40x20mm)	200ml (90x60x45mm)	1100ml (305x90x60mm)	298ml (200x100x30mm)	
10ml (75x18x14mm)	35ml (120x30x15mm)	205ml (120x80x30mm)	1480ml (200x200x50mm)		
16ml (60x30x15mm)	150ml (100x100x25mm)	210ml (85x85x40mm)	2400ml (250x155x80mm)		
20ml (52x25x23mm)	190ml (120x60x40mm)	370ml (200x100x25mm)	2830ml (300x180x70mm)		
1050ml con coperchio (150x150x60mm)	1460ml con coperchio 180x180x60	2600ml con coperchio 200x200x80	6900ml con coperchio (330x330x80mm)		
1090ml con coperchio (140x140x70mm)	1480ml con coperchio 200x200x50	4400ml con coperchio (200x150x200mm)	11000ml con coperchio 330x330x120		
1290ml con coperchio (150x150x80mm)	2830ml con coperchio 300x180x70	4800ml con coperchio (250x250x100mm)	14L con coperchio (330x330x160mm)		
4ml con coperchio 20x20x18mm	3,5ml con coperchio 20x20x17mm				
800ml (130x120x75mm)	1300ml(130x120x115mm)				

Crogiolo Di Allumina (Al₂O₃) Con Coperchio Crogiolo Cilindrico Da Laboratorio

Numero articolo: KM-C02



introduzione

Crogioli cilindrici I crogioli cilindrici sono una delle forme più comuni di crogioli, adatti alla fusione e alla lavorazione di un'ampia varietà di materiali e facili da maneggiare e pulire.

[Ulteriori informazioni](#)

0,4ml (φ10x10mm)	4ml (φ14x45mm)	23ml (φ30x55mm)	74ml (φ45x65mm)	150ml (φ90x30mm)	260ml (φ75x65mm)	470ml (φ80x120mm)	1400ml (φ130x130mm)
0,8ml (φ12x12mm)	6,5ml (φ19x35mm)	25ml (φ28x58mm)	85ml (φ50x60mm)	160ml (φ65x65mm)	275ml (φ60x120mm)	480ml (φ95x95mm)	1600ml (φ140x140mm)
1,5ml (φ20x10mm)	7ml (φ30x20mm)	28ml (φ50x25mm)	89ml (φ60x40mm)	198ml (85x50mm)	280ml (φ80x80mm)	560ml (φ130x60mm)	2000ml (φ150x140mm)
3ml (φ12x40mm)	7,5ml (φ28x17mm)	35ml (φ40x40mm)	93ml (φ40x100mm)	220ml (φ60x100mm)	300ml (φ90x65mm)	630ml (φ100x100mm)	2400ml (φ230x80mm)
3ml (φ16x20mm)	9ml (φ30x25mm)	38ml (φ35x51mm)	120ml (φ50x80mm)	220ml (φ70x70mm)	310ml (φ70x100mm)	840ml (φ150x65mm)	2500ml (φ150x180mm)
3ml (φ20x20mm)	12ml (φ30x28mm)	40ml (φ50x30mm)	130ml (φ60x60mm)	220ml (φ100x35mm)	330ml (φ95x60mm)	1000ml (φ115x130mm)	2520ml (φ200x100mm)
3,5ml (φ16x28mm)	13ml (φ30x30mm)	63ml (φ50x45mm)	130ml (φ70x50mm)	250ml (φ85x60mm)	360ml (φ80x100mm)	1100ml (φ100x180mm)	2700ml (φ160x160mm)
3,5ml (φ18x26mm)	21ml (φ35x30mm)	70ml (φ50x50mm)	145ml (φ50x100mm)	250ml (φ95x50mm)	450ml (φ90x90mm)	1350ml (φ125x150mm)	3400ml (φ180x170mm)
5240ml (φ200x200mm)							
0,8mlCon coperchio convesso (φ12x12)	3,5mlCon coperchio convesso (φ16x28)	11mlCon coperchio convesso (φ19x58)	28mlCon copertura a fibbia (φ50x25)	53mlCon coperchio convesso (φ40x70)	100mlCon coperchio a disco (φ58x60)	280mlcon coperchio a disco (φ80x80)	1100mlcon coperchio del disco (φ100x180)
1,5mlCon coperchio a fibbia (φ20x10)	3,5mlCon coperchio a fibbia (φ16x28)	12mlCon coperchio convesso (φ30x28)	29mlCon coperchio convesso (φ40x35)	61mlCon coperchio convesso (φ40x80)	120mlCon coperchio convesso (φ50x80)	280mlCon coperchio a fibbia (φ80x80)	1350mlCon coperchio a disco (φ125x150)
1,5mlCon copertura convessa (φ20x10)	3,5mlCon coperchio convesso (φ18x26)	12mlCon coperchio a fibbia (φ30x28)	35mlCon copertura convessa (φ40x40)	63mlCon coperchio convesso (φ50x45)	130mlCon coperchio a disco (φ60x60)	300mlCon coperchio a fibbia (φ90x65)	1400mlCon coperchio a disco (φ130x130)
3mlCon copertura convessa (φ12x40)	4mlCon copertura convessa (φ14x45)	13mlCon coperchio convesso (φ30x30)	38mlCon coperchio convesso (φ35x50)	63mlCon copertura a fibbia (φ50x45)	130mlCoperchio a disco (φ70x50)	450mlcon coperchio del disco (φ90x90)	1600mlcon coperchio del disco (φ140x140)

2mlCon coperchio convesso (φ16x20)	6,5mlCon coperchio convesso (φ19x35)	13mlCoperchio con fibbia (φ30x30)	38mlCoperchio con fibbia (φ35x50)	70mlCon coperchio convesso (φ50x50)	150mlCon coperchio a disco (φ90x30)	450mlCon coperchio a fibbia (φ90x90)	2000mlcon coperchio del disco (φ150x140)
2mlCon coperchio a fibbia (φ16x20)	7mlCon copertura convessa (φ30x20)	15mlCon coperchio convesso (φ47x13)	40mlCon coperchio convesso (φ50x30)	70mlCon coperchio a fibbia (φ50x50)	150mlCon coperchio a fibbia (φ90x30)	560mlcon coperchio del disco (φ130x60)	2400mlcon coperchio del disco (φ230x80)
3mlCon coperchio a fibbia (φ20x18)	7,5mlCon coperchio convesso (φ28x17)	23mlCon coperchio convesso (φ30x55)	50mlCon coperchio a fibbia (φ35x70)	73mlCon copertura convessa (φ35x100)	160mlcon coperchio del disco (φ65x65)	630mlcon coperchio a disco (φ100x100)	2500mlcon coperchio del disco (φ150x180)
3mlCon copertura convessa (φ20x18)	8mlCon copertura a fibbia (φ25x25)	23mlCon coperchio a fibbia (φ30x55)	50mlCon coperchio convesso (φ40x60)	85mlCon coperchio convesso (φ50x60)	163mlcon coperchio a disco (φ90x35)	840mlcon coperchio del disco (φ150x65)	2700mlcon coperchio del disco (φ160x160)
3mlCon coperchio convesso (φ20x20)	9mlCon coperchio convesso (φ20x50)	25mlCon coperchio convesso (φ28x58)	52mlCon copertura a fibbia (φ30x100)	85mlCon coperchio a fibbia (φ50x60)	220mlcon coperchio del disco (φ60x100)	950mlcon coperchio del disco (φ120x120)	3400mlcon coperchio del disco (φ180x170)
3mlCon coperchio a fibbia (φ20x20)	9mlCon copertura convessa (φ30x25)	28mlCon coperchio convesso (φ50x25)	52mlCon coperchio convesso (φ30x100)	95mlCon coperchio a disco (φ95x20)	260mlcon coperchio del disco (φ70x70)	1000mlcon coperchio del disco (φ115x130)	
0,4ml(10x10)	1,5ml (13x24)	3ml(20x18)	5ml(15x70)	8ml(25x25)	15ml(30x28)	39ml(35x58)	
0,7ml(20x4)	2ml(30x5)	3ml(35x6)	6ml(16x50)	9ml(20x50)	15ml(47x13)	50ml(35x70)	
1ml(10x50)	2,5ml(10x60)	4ml(12x150)	6,5ml(19x35)	11ml(19x58)	18ml(23x60)	50ml(40x60)	
1,2ml(11x20)	3ml(12x40)	4ml(14x45)	8ml(16x56)	12ml(55x8)	29ml(40x35)		
Uno grande (φ58x60) e sette piccoli (φ16x50)	Uno grande (100x40x20) e tre piccoli (φ28x17)	Uno grande (120x60x20) e due piccoli (100x20x20 a semicerchio)					
Uno grande (φ70x70) e tre piccoli (φ28x58)	Uno grande (100x40x20) e tre piccoli (φ30x30)	Un grande (120x60x40) e tre piccoli (40x35x25 a semicerchio)					
Un grande (100x30x20) e quattro piccoli (φ20x20)	Un grande (100x100x40) nove piccoli (10ml)	Uno grande (120x80x30) sei piccoli (20ml)					
Uno grande (100x30x20) cinque piccoli (φ18x26)	Uno grande (115x65x45) quattro piccoli (50x25x35)	Uno grande (120x80x40) sei piccoli (15ml)					
52ml(30x100)	80ml(56x50)	119ml(40x135)	180ml(50x120)	270ml(90x60)			
53ml(40x70)	95ml(95x20)	127ml(45x110)	185ml(59x87)	300ml(100x50)			
61ml(40x80)	100ml(58x60)	140ml(115x20)	230ml(100x40)	375ml(70x120)			
73ml(35x100)	105ml(75x27)	163ml(90x35)	250ml(70x90)	420ml(70x145)			
2mlcon tappo esterno a fibbia (φ16x20)	6mlcon tappo interno convesso (φ16x50)	220ml con coperchio a disco (φ100x35)	300ml con coperchio a disco (φ100x50)	610 ml con coperchio a disco (φ80x155)	900ml con coperchio a disco (φ115x110)		
2mlcon tappo convesso interno (φ16x20)	8mlcon tappo a fibbia (φ16x56)	250ml con coperchio a disco (φ85x60)	330ml con coperchio a disco (φ95x60)	610mlcon tappo a fibbia (φ80x155)	1050ml con coperchio a disco (φ150x80)		
3,5mlcon tappo a fibbia (φ16x28)	8mlcon tappo convesso interno (φ16x56)	250mlcon tappo a fibbia (φ85x60)	360ml con coperchio a disco (φ80x100)	790ml con coperchio a disco (φ80x200)	1100ml con coperchio a disco (φ100x180)		
3,5ml con tappo interno convesso (φ16x28)	50ml con copridisco (φ40x60)	260ml con coperchio a disco (φ75x65)	360mlcon tappo a fibbia (φ80x100)	790mlcon tappo a fibbia (φ80x200)			

5ml con tappo interno convesso (Φ15x70)	130ml con coperchio a disco (Φ70x50)	270ml con coperchio a disco (Φ90x60)	420ml con coperchio a disco (Φ70x145)	860ml con coperchio a disco (Φ140x70)	
6ml con tappo a fibbia (Φ16x50)	163ml con coperchio a disco (Φ90x35)	270ml con tappo a fibbia (Φ90x60)	560ml con coperchio a disco (Φ115x70)	900ml con coperchio a disco (Φ110x120)	
0,7ml con tappo a disco (Φ20x4)	4ml con tappo interno convesso (Φ14x45)	8ml con tappo a fibbia (Φ25x25)	1240ml con coperchio a disco (Φ125x125)	2500ml con coperchio a disco (Φ150x180)	
2ml con tappo a disco (Φ30x5)	6,5ml con tappo convesso interno (Φ19x35)	11ml con tappo convesso interno (Φ19x58)	2700ml con coperchio a disco (Φ160x160)	2600ml con tappo a disco (Φ130x245)	
3ml con tappo a disco (Φ35x6)	7,5ml con tappo interno convesso (Φ28x17)	15ml con tappo a fibbia (Φ30x30)	1290ml con coperchio a disco (Φ115x155)	3800ml con coperchio a disco (Φ160x240)	
3ml con tappo esterno a fibbia (Φ35x6)	8ml con tappo convesso interno (Φ25x25)	25ml con tappo convesso interno (Φ28x58)	1460ml con coperchio a disco (Φ140x120)		
3ml con tappo a disco (Φ20x18)	74ml con coperchio a disco (Φ45x65)	450ml con coperchio a fibbia (Φ90x90)	630ml con coperchio a disco (Φ100x100)	1000ml con coperchio a disco (Φ115x130)	2400ml con tappo interno convesso (Φ230x80)
21ml con tappo interno convesso (Φ35x30)	95ml con coperchio a disco (Φ95x20)	470ml con coperchio a disco (Φ80x120)	840ml con coperchio (Φ50x65)	1350ml con coperchio a disco (Φ125x150)	2600ml con coperchio a disco (Φ145x195)
21ml con tappo a fibbia (Φ35x30)	100ml con coperchio a disco (Φ60x55)	470ml con coperchio a fibbia (Φ80x120)	900ml con coperchio a disco (Φ80x235)	1400ml con coperchio a disco (Φ130x130)	3400ml con coperchio a disco (Φ180x170)
39ml con tappo interno convesso (Φ35x58)	127ml con coperchio a disco (Φ45x110)	480ml con coperchio a disco (Φ95x95)	900ml con coperchio a fibbia (Φ80x235)	1600ml con coperchio a disco (Φ140x140)	
39ml con coperchio a fibbia (Φ35x58)	450ml con coperchio a disco (Φ90x90)	560ml con coperchio a disco (Φ130x60)	950ml con coperchio a disco (Φ120x120)	2000ml con coperchio a disco (Φ150x140)	
73ml con tappo a fibbia (Φ35x100)	100ml con coperchio a disco (Φ58x60)	130ml con coperchio a disco (Φ65x50)	160ml con coperchio del disco (Φ65x65)	220ml con copridisco (Φ60x100)	275ml con coperchio a disco (Φ60x120)
74ml con tappo a fibbia (Φ45x65)	119ml con tappo convesso interno (Φ40x135)	140ml con coperchio a disco (Φ115x20)	180ml con tappo interno convesso (Φ50x120)	230ml con coperchio a disco (Φ100x40)	280ml con coperchio a fibbia (Φ80x80)
80ml con coperchio a disco (Φ56x50)	120ml con tappo a fibbia (Φ50x80)	145ml con tappo convesso interno (Φ50x100)	180ml con coperchio a fibbia (Φ50x120)	250ml con coperchio a disco (Φ70x90)	300ml con coperchio a fibbia (Φ90x65)
85ml con tappo a fibbia (Φ50x60)	127ml con coperchio a fibbia (Φ45x110)	145ml con tappo a fibbia (Φ50x100)	185ml con coperchio a disco (Φ59x87)	250ml con coperchio a disco (Φ95x50)	310ml con copridisco (Φ70x100)
93ml con copridisco (Φ40x100)	130ml con copridisco (Φ60x60)	150ml con coperchio a fibbia (Φ90x30)	198ml con coperchio a fibbia (Φ85x50)	260ml con coperchio a disco (Φ70x70)	375ml con coperchio a disco (Φ70x120)
560ml(115x70)	900ml(110x120)	1100ml(107x160)	2600ml(130x245)		
610ml(80x155)	900ml(115x110)	1240ml(125x125)	2600ml(145x195)		
790ml(80x200)	950ml(120x120)	1290ml(115x155)	3800ml(160x240)		
860ml(140x70)	1000ml(104x155)	1460ml(140x120)	5200ml(185x240)		
900ml(80x235)	1050ml(150x80)	2000ml(150x140)			
2520ml (Φ200x100)	5200ml(Φ185x240)	5240ml(Φ200x200)			

50ml (Φ40x60)	330ml (Φ95x60)	790ml (Φ80x200)	1240ml (Φ125x125)	3800ml (Φ160x240)
163ml (Φ90x35)	360ml (Φ80x100)	860ml (Φ140x70)	1290ml (Φ115x155)	5200ml (Φ185x240)
220ml (Φ100x35)	420ml (Φ70x145)	900ml (Φ110x120)	1460ml (Φ140x120)	5240ml (Φ200x200)
250ml (Φ85x60)	470ml (Φ80x120)	900ml (Φ115x110)	2500ml (Φ150x180)	
270ml (Φ90x60)	560ml (Φ115x70)	1050ml (Φ150x80)	2520ml (Φ200x100)	
300ml (Φ100x50)	610ml (Φ80x155)	1100ml (Φ100x180)	2600ml (Φ130x245)	
Personalizzato Φ56x50mm senza coperchio	Personalizzato Φ56x50mm con coperchio			

Crogiolo Ceramico In Allumina (Al₂O₃) Barca A Semicerchio Con Coperchio

Numero articolo: KM-C03



introduzione

I crogioli sono contenitori ampiamente utilizzati per la fusione e la lavorazione di vari materiali; i crogioli semicircolari a forma di barca sono adatti a requisiti speciali di fusione e lavorazione. I tipi e gli usi variano a seconda del materiale e della forma.

[Ulteriori informazioni](#)

5ml (40x25x17mm)	17ml (55x35x22mm)	42ml (100x40x25mm)	97ml (250x40x19mm)	9ml con coperchio (100x20x15mm)
7ml (100x20x20mm)	18ml (80x30x16mm)	48ml (100x45x22mm)	110ml (100x65x30mm)	20ml con coperchio (100x30x20mm)
9ml (65x25x16mm)	20ml (100x30x20mm)	58ml (60x55x40mm)	1025ml (200x130x60mm)	30ml con coperchio (100x35x18mm)
9ml (100x20x15mm)	30ml (100x35x18mm)	60ml (150x40x20mm)	700ml (150x150x60mm)	40ml con coperchio (100x40x20mm)
9,5ml (38x34x19mm)	40ml (60x54x24mm)	65ml (100x50x30mm)	800ml (180x120x45mm)	42ml con coperchio (100x40x25mm)
12ml (40x35x25mm)	40ml (100x40x20mm)	85ml (115x55x28mm)	7ml con coperchio (100x20x20mm)	65ml con coperchio (100x50x30mm)
700ml con coperchio (150x150x60mm)				

Crogioli Di Allumina (Al₂O₃) Analisi Termica Coperta / Tga / Dta

Numero articolo: KM-C04



introduzione

I recipienti per l'analisi termica TGA/DTA sono realizzati in ossido di alluminio (corindone o ossido di alluminio). Possono sopportare temperature elevate e sono adatti per l'analisi di materiali che richiedono test ad alta temperatura.

[Ulteriori informazioni](#)

Macinazione fine	Contenuto di allumina: 99.5%	Il contenuto di allumina è elevato in purezza, relativamente basso.	Colore: bianco puro	L'allumina di elevata purezza è leggermente ingiallita dopo la cottura.	Cerchio esterno a macinazione fine	Dimensioni precise, lavorazione fine, assenza di particelle di impurità	
Regolare	Contenuto di allumina: 95%	meno interferenze con l'esperimento	Colore: giallastro	Il 95% di allumina ha un colore bianco puro dopo la cottura	Cerchio esterno non macinato	Regolare per l'analisi termica, non finemente macinato	
φ 5x2,5 modelli regolari	φ 10x10 regolare	φ 6,5x4 macinazione fine	φ 5x5 convenzionale	φ 5mm copertura macinazione fine	φ 6,8x4 modello regolare	φ 5.88x12.77 macinazione fine	φ 6x4 rettifica fine
φ 6x4.5 modelli regolari	φ 5x3 rettifica fine	φ 12x12 regolare	φ 6,5x8 rettifica fine	φ 5x8 regolare	φ 6mm coperchio macinazione fine	φ 7x4 convenzionale	φ 9x4 regolare
φ 9x4 rettifica fine	φ 6,5x4 regolare	φ 5x4 rettifica fine	φ 5mm coperchio tipo regolare	φ 6,5x10 macinazione fine	φ 5.3x3.5 macinazione fine	φ 6,8mm coperchio macinazione fine	
φ 5x2,5 macinazione fine	φ 10x10 rettifica fine	φ 6,5x8 modello normale	φ 5x5 rettifica fine	φ 6mm copertura tipo regolare	φ 6.8x4 rettifica fine	φ 6x4 convenzionale	
φ 6x4.5 rettifica fine	φ 5x4 convenzionale	φ 12x12 macinazione fine	Modelli regolari 6,5x10	φ 5x8 macinazione fine	φ 6,8mm copertura tipo regolare	φ 7x4 macinazione fine	

Crogiolo In Ceramica Di Allumina A Forma Di Arco/Resistente Alle Alte Temperature

Numero articolo: KM-C016



introduzione

Nel percorso di esplorazione scientifica e produzione industriale, ogni dettaglio è fondamentale. I nostri crogioli ceramici in allumina a forma di arco, con la loro eccellente resistenza alle alte temperature e le loro stabili proprietà chimiche, sono diventati un valido aiuto nei laboratori e nei settori industriali. Sono realizzati con materiali di allumina di elevata purezza e prodotti con processi di precisione per garantire prestazioni eccellenti in ambienti estremi.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	Diametro superiore (mm)	Diametro inferiore (mm)	Spessore della parete (mm)	Altezza (mm)
3ml	20	17	1.5	16
4ml	25	19	1.5	18
5ml	25	17	1.5	21
10ml	30	21	2	28
15ml	36	21	2	28
20ml	38	24	2.5	34
25ml	39	25	2.5	39
30ml	45	27	2.5	40
40ml	45	30	3	46
50ml	50	32	3	49
100ml	62	36	3	60
150ml	75	45	3	70
300ml	100	50	5	85

Modello	Diametro superiore (mm)	Diametro inferiore (mm)	Spessore della parete (mm)	Altezza (mm)
10ml	28	19	2	33
15ml	34	22	2	33
20ml	35	24	2.5	40
30ml	39	25	2.5	48
50ml	50	30	3	63
100ml	58	36	3	70

150ml	66	40	4	76
200ml	70	47	4	88
300ml	83	50	4	106
460ml	85	55	4	130
500ml	100	62	4.5	116
700ml	111	75	6	128
1000ml	120	80	6	150
1300ml	130	85	5	155
1500ml	140	85	5	175
2300ml	165	110	5	153
3500ml	220	120	8	150



Kintek Solution

Sede centrale: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, Cina

